

# ACP<sup>®</sup>215

So wird aus Ihrer Planung Realität:  
Zum Aufbau strategischer Blutreserven



# Die Zellverarbeitungstechnologie der Zukunft

ACP 215 ist weltweit das erste und einzige vollautomatische geschlossene System zur Verarbeitung von Erythrozyten. Es minimiert das Risiko bakterieller Kontamination und bietet Blutspendezentren und Krankenhäusern größtmögliche Sicherheit und Flexibilität. Egal, ob Sie in Ihrer Einrichtung Erythrozyten waschen, seltene Blutgruppen lagern oder langfristig eine strategische Blutbevorratung aufbauen wollen, Haemonetics begleitet und unterstützt Sie bei der Umsetzung.



## Strategische Blutlagerung

Eine strategische Blutlagerung ist eine Leben rettende Initiative. Durch die Bereithaltung von Blutkonserven in großem Umfang können Blutspendezentren effektiv auf Notfälle und Engpässe reagieren. Das geschlossene System ACP 215 minimiert das Risiko bakterieller Kontamination und bereitet die Erythrozyten optimal für die langfristige Tiefkühlagerung und die verlängerte Lagerzeit nach dem Auftauen vor.

## Lagerung seltener Blutgruppen

Mit dem Zellverarbeitungssystem ACP 215 können Kliniken und Blutspendezentren die Verfügbarkeit seltener Blutgruppen auf sichere und effiziente Weise verbessern. Durch die vollautomatische Glyzerinisierung und Deglyzerinisierung werden manuelle Arbeitsabläufe verringert und die Verarbeitungszeit wird erheblich verkürzt.

## Zellwaschverfahren

Das vollautomatische Zellwaschverfahren vorsorgt Kliniken mit qualitativ hochwertigen Erythrozytenkonzentraten für Patienten, bei denen eine Reaktion auf Bluttransfusionen auftreten kann.

# Der Weg in eine sichere Zukunft: Das automatische Zellverarbeitungssystem.

**ACP<sup>®</sup> 215**



## Fortschrittliche Verarbeitung

ACP 215 ist ein geschlossenes Zellverarbeitungssystem mit integrierter Prozessüberwachung.

- Vermindertes Risiko bakterieller Kontamination
- Geringere Transfusionsreaktionen bei Patienten
- Bis zu 14 Tage Haltbarkeit nach dem Auftauen\*
- Einhaltung der GMP
- Geringeres Risiko menschlicher Fehler

\* Erfragen Sie spezifische Voraussetzungen bitte bei Ihrem Haemonetics Ansprechpartner.

## Leistungsfähigkeit

ACP 215 wird derzeit von militärischen Einrichtungen in aller Welt unter äußersten Belastungen eingesetzt.

- Vollautomatische Glyzerinisierung und Deglyzerinisierung
- Erhebliche Verringerung der manuellen Arbeitsabläufe
- Integrierte Aufzeichnung von Verarbeitungsstatistiken
- Kompaktes Design, auch in beengten Räumen einsetzbar

Machen Sie den nächsten Schritt  
in eine strategisch planbare  
Blutbevorratung mit dem ACP 215  
Zellverarbeitungssystem.

**Österreich**  
0800 29 2777

**Belgien und Luxemburg**  
(FR): 0800 754 80  
(NL): 0800 754 82

**Tschechien**  
800 143 243

**Dänemark**  
8088 7112

**Frankreich**  
0800 90 11 58

**Deutschland**  
0800 180 8890

**Italien**  
800 870 200

**Norwegen**  
800 18 453

**Schweden**  
020 797 150

**Schweiz**  
0800 898 898

**Niederlande**  
0800 0222 707

**Großbritannien und Nordirland**  
0808 2344817 oder  
0808 101 1375