

# BloodTrack® HaemoBank™

## Ficha técnica

El dispositivo Haemobank con 20 compartimentos de acceso seguro e indicadores visuales está disponible en versiones de montaje en pared o de cabina independiente e impresora. También se puede pedir por separado para combinarlo con la cabina BloodTrack e impresora que ya tiene. Si se desea, se puede solicitar un equipo de soporte de montaje en suelo/pared por separado.

### Especificaciones



#### Datos eléctricos y de aplicación

Aplicación	Conservación de hemoderivados y otros productos médicos y científicos
Intervalo de temperaturas	De 2 °C a 10 °C y a temperatura ambiente de 15 °C a 32 °C
Valor de referencia predeterminado	4 °C
Voltaje y frecuencia de entrada	115 V (60 Hz); 230 V (50 Hz); 230 V (60 Hz)
Tolerancia del voltaje	±10 %
Disyuntores	Unidad principal = 7 A (cantidad 2)
Fuente de alimentación	Toma de corriente con toma de tierra, cumple los requisitos eléctricos nacionales y locales en todas las ubicaciones
Nivel de presión acústica (dBA)	< 70 dBA
Uso interior/externo	Solo para uso interior

#### Sistema de refrigeración

Sistema de refrigeración	Ventilación forzada
Capacidad nominal del compresor	150 vatios (ASHRAE LBP)
Refrigerante	R-134A (sin CFC)
Carga inicial	213 g




#### Controlador

Interfaz	Pantalla táctil LCD i.C <sup>3</sup> , 178 mm, color
Tipo de controlador	Microprocesador con entrada por pantalla táctil y visualizador. Incluye un conector USB para la recuperación de datos
Puertos de comunicación	(1) puerto USB (lateral de la interfaz de usuario montada en la puerta) (1) puerto USB (parte inferior trasera izquierda de la unidad) (1) puerto Ethernet (parte inferior trasera izquierda de la unidad)
Alarmas	Temperatura alta o baja del aire y del compresor; puerta abierta; fallo de la alimentación de CA; batería baja; batería descargada y fallo de comunicación
Interfaz de alarma remota	Contactos secos (normal)
Capacidad de la alarma remota	0,5 A a 30 V (media cuadrática); 1,0 A a 60 V (CC)
Registro de eventos	Todas las alarmas, aperturas de puerta, descarga a través de USB
Registro de temperaturas	60 días, descarga a través de USB Temperatura mín/máx restablecible
Registro de accesos	60 días, descarga a través de USB
Alimentación auxiliar de batería	Batería de plomo-ácido sellada y recargable, 12 V, 7 Ah (cantidad: 1)

#### Dimensiones y diseño

Interior (ancho x alto x prof.) (mm)	632 x 464 x 659
Exterior (ancho x alto x prof.) (mm) (Incl. asa, bisagras, pies de nivelación)	739 x 874 x 796 se ajusta a entradas normalizadas de 914 mm
Aislamiento	De gran densidad, sin espuma de CFC
Grosor de las paredes	51 mm
Grosor de la puerta	32 mm
Material interno/externo	Acero galvanizado con acabado pulverizado antibacteriano
Bandejas (ancho x long. x prof.) (mm)	20 bandejas; 121 x 329 x 47
Capacidad	1 bolsa de sangre por bandeja
Puerto de acceso posterior externo	1 estándar
Peso neto	139 kg
Peso de transporte	174 kg
Opciones/accesorios	Bisagras a la izquierda o la derecha, registrador de la tabla de temperaturas, certificado de mapeo de temperaturas, certificado de calibración Z0199, equipo para montaje en mesa y pared, ruedas giratorias
Requisitos de ubicación	<b>Instalación sobre la encimera:</b> Profundidad mínima de 763 mm; debe soportar con seguridad un mínimo de 193 kg; <b>Se debe utilizar el equipo para montaje en mesa y pared.</b> <b>Instalación debajo de la encimera:</b> (ancho x alto) 756 mm x 876 mm <b>NOTA:</b> Añada 51 mm a la profundidad necesaria para la instalación si la toma de corriente se encuentra detrás de la unidad.

# Especificaciones



El HaemoBank es un dispositivo médico diseñado y fabricado de acuerdo con la directiva 93/42/EC (clase IIa).

Para ver la lista de las oficinas en todo el mundo y la información de contacto, visite la página [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations)

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics, Haemonetics The Blood Management Company, BloodTrack y HaemoBank son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Haemonetics Corporation en los EE. UU. y/o en otros países. Helmer es una marca comercial de Helmer, Inc. 10.2015 EE. UU. COL-COPY-000949-ES(AA)

**CE 0123** Haemonetics S.A.  
 Signy Centre, Rue des Fléchères 6  
**EC REP** 1274 Signy-Centre  
 Switzerland