

*Améliorer la sécurité des patients.
Améliorer l'efficacité.
Maintenir la traçabilité.*

BloodTrack[®] HaemoBank[™]

Solution d'allocation de sang en « juste à temps »



BloodTrack® HaemoBank™

La solution d'allocation du sang en « juste à temps » qui fonctionne comme une banque de sang automatisée virtuelle et disponible en permanence. Grâce à elle, vous pourrez réduire la charge de travail de la banque de sang, améliorer en toute sécurité l'accès aux produits sanguins et réduire les déchets.



La solution de stockage du sang HaemoBank™ est un module de la suite logicielle de solutions BloodTrack. Combinant le logiciel BloodTrack OnDemand® et un dispositif de stockage simple à utiliser, il s'agit d'une solution innovante : elle offre au personnel médical un accès sûr et rapide à des produits sanguins individuels à l'endroit et au moment opportuns.




Le dispositif est disponible dans des configurations évolutives (de 20 à 240 compartiments) pour répondre aux différentes exigences des points de soins.

BloodTrack HaemoBank peut aider votre établissement à :

- Contrôler et surveiller l'accès
- Assurer la visibilité et la traçabilité
- Améliorer la disponibilité des produits sanguins en toute sécurité
- Éliminer la nécessité de tester la compatibilité et d'étiqueter à l'avance les produits sanguins
- Gérer les produits sanguins d'urgence et les dérivés du plasma non alloués et de compatibilité testée
- Allouer rapidement le bon produit sanguin à l'endroit et au moment opportuns

Mode de fonctionnement de BloodTrack® HaemoBank™



Ce processus prend moins d'une minute. Il est donc inutile de se procurer du sang à l'avance.

- 1** Lorsqu'un patient requiert une transfusion, un utilisateur autorisé accède au dispositif HaemoBank, s'identifie et identifie le patient.
- 2** Le logiciel BloodTrack communique avec le système d'information du laboratoire (LIS) pour déterminer le groupe ABO, le type Rh ainsi que l'admissibilité du patient.
- 3** Le logiciel BloodTrack OnDemand® sélectionne une unité appropriée et un test de compatibilité est réalisé électroniquement par le système d'information du laboratoire (LIS).
- 4** Le sang étiqueté et vérifié est ensuite fourni automatiquement par l'appareil HaemoBank.
- 5** L'unité est maintenant prête à être transfusée au patient.

Pourquoi une solution BloodTrack OnDemand® ?

En utilisant une solution BloodTrack OnDemand, votre établissement peut stocker et attribuer à distance des unités de sang de compatibilité non testée, ainsi que des produits d'urgence et des unités étiquetées de compatibilité testée, et les rendre disponibles au moment opportun sur des sites cliniques à forte demande.

Les résultats suivants ont été constatés au sein des hôpitaux qui ont adopté la solution BloodTrack OnDemand¹ :

*Une réduction de **96 %** du délai d'accès au sang**

*Une réduction de **52 %** des unités inutilisées**

*Une réduction de **52 %** du nombre de poches à globules rouges distribuées**

*Une réduction de **71 %** du temps consacré à la tâche par les employés de la banque de sang**

*Une réduction de **70 %** du temps consacré à la tâche par le personnel clinique**

¹ Les résultats peuvent varier selon l'hôpital.

* Staves J et al. Transfusion. 2008 Mar;48(3):415-24. Epub 2007 Dec 7.

Collaborer pour innover

Haemonetics a conclu un partenariat stratégique avec Helmer Scientific, le principal fabricant d'équipements de stockage frigorifique pour les banques de sang. Ensemble, nous mettons au point des solutions innovantes de gestion de l'inventaire et de stockage de prochaine génération. La solution d'allocation de sang en « juste à temps » BloodTrack® HaemoBank™, un module de la suite BloodTrack de solutions de gestion du sang et de transfusion au chevet du patient d'Haemonetics, représente la première réalisation de des collaborations.

La valeur ajoutée des solutions BloodTrack


La suite modulaire de solutions de BloodTrack offre à votre établissement le contrôle, la visibilité et la traçabilité nécessaires pour stocker et fournir en toute sécurité des produits sanguins sur des sites à forte demande, tels que les services d'urgence, les centres de traumatologie, les unités d'oncologie et les blocs opératoires. Elle vous permet de vérifier que le bon sang est transfusé au chevet du bon patient.

En savoir plus

Consultez notre site Web www.haemonetics.com ou contactez votre chargé de clientèle Haemonetics.

À propos d'Haemonetics

Haemonetics est LA société de gestion du sang. Notre portefeuille complet d'appareils, de services de gestion de l'information et de conseil offre des solutions de gestion du sang pour chaque aspect de la chaîne d'approvisionnement, contribuant à l'amélioration des résultats cliniques et à la réduction des coûts pour les centres de collecte, les hôpitaux et les patients dans le monde entier. Nous sommes convaincus que, grâce à une gestion du sang bien organisée, nos produits et nos services peuvent permettre d'éviter une transfusion aux patients qui n'en ont pas besoin et de fournir le *bon* produit sanguin, au *bon* moment, à la *bonne* dose, au patient qui en a besoin.



Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consultez www.haemonetics.com/officelocations.

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics, Haemonetics The Blood Management Company, BloodTrack, HaemoBank et BloodTrack OnDemand sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Haemonetics Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Helmer est une marque commerciale d'Helmer, Inc. 10.2015 États-Unis. COL-COPY-000891-FR(AB)