

Protocole universel de plaquettes UPP®

Élever les performances et la
flexibilité au niveau supérieur

L'évolution logicielle la plus aboutie pour la machine MCS®+

DISPOSITIFS INTÉGRÉS



Le protocole universel de plaquettes (UPP®) est une carte de protocole unique. Elle offre des avantages en termes de performances et une flexibilité suffisante vous permettant de collecter des plaquettes standard et concentrées en plus des globules rouges et du plasma.



Nouvelles fonctionnalités

- Contrôle automatisé de l'installation du dispositif à usage unique
- Nouvelle fonctionnalité de gestion du volume extracorporel (VEC)
- Nouvelle fonctionnalité de gestion du plasma
- Nouvelle fonctionnalité de calcul de la numération plaquettaire post-don du donneur (estimation)
- Nouveau traitement anticoagulant optimisant la récupération des plaquettes

UPP® représente l'évolution la plus complète pour la MCS®+

- Une flexibilité accrue : choix entre les plaquettes contenues dans le plasma ou dans une solution additive
- De meilleures performances : exécution plus rapide des procédures standard pour les plaquettes
- Amélioration de l'expérience des donneurs
- Aucune modification matérielle de la machine n'est requise

Amélioration des performances


Exécution plus rapide des procédures standard pour les plaquettes

- Optimisation de la vitesse de traitement du sang grâce à l'élimination des temps morts au cours des procédures
- Permet de réduire de 10 % la durée du don lors de la collecte de plaquettes dans le plasma et de plus de 15 % les durées des collectes C-SDP

Amélioration de la productivité

- Permet de multiplier la concentration des plaquettes par plus de 15 fois par rapport à la numération pré-don (procédure C-SDP) afin de réduire davantage les volumes résiduels de plasma pour les plaquettes en suspension dans une solution additive¹
- Meilleurs rendements dans des délais de procédure comparables


Amélioration comparative de la productivité pour les plaquettes C-SDP¹



Flexibilité accrue

- Collecte des plaquettes présentes dans le plasma ou du concentré plaquettaire suspendu dans une solution additive pour plaquettes
- Conformité aux exigences des méthodes d'inactivation des pathogènes existantes à l'heure actuelle
- Possibilité de collecte concomitante simultanée du plasma et/ou des globules rouges avec toutes les options disponibles pour les plaquettes


UPP[®] rassemble dans une même application toutes les options existantes pour les plaquettes.



Amélioration du confort du donneur

Améliore le confort du donneur grâce à la nouvelle fonctionnalité de gestion du volume extracorporel, basée sur le retour anticipé du plasma et un meilleur contrôle du retour des citrates

Modification du mode de prélèvement avec retour anticipé du plasma



Spécifications

Le protocole UPP® fonctionne sur tous les appareils Haemonetics® MCS®+ LN 9000 existants à l'échelle mondiale (à la vente et la distribution hors des États-Unis uniquement). UPP® est disponible sous forme de portefeuille de protocole distinct comprenant les instructions à l'intention de l'utilisateur et le logiciel du protocole.

Aucune modification matérielle de la machine n'est requise.

Informations de commande

Protocole universel de plaquettes UPP® LN 112320-XX

Pour plus d'informations concernant les versions dans différentes langues, veuillez contacter votre représentant commercial local.

Dispositifs à usage unique

Les dispositifs à usage unique sont vendus séparément.

Référence du produit	Description du produit
999F-E	Dispositif pour le concentré plaquettaire et le plasma avec filtre
949FF-E	Dispositif pour les plaquettes et les globules rouges avec filtre à plaquettes et à globules rouges
997CF-E	Dispositif pour les plaquettes et le plasma avec filtre
999FF-P-SL	Dispositif pour les plaquettes et le plasma avec filtres*
949FF-P-SL	Dispositif pour les plaquettes et les globules rouges avec filtre à plaquettes et à globules rouges*

*disponible uniquement en France

Autriche
0800 29 2777

Belgique et Luxembourg
FR: 0800 754 80
NL: 0800 754 82

République tchèque
800 143 243

Danemark
8088 7112

France
0800 90 11 58

Allemagne
0800 180 8890

Italie
800 870 200

Pays-Bas
0800 0222 707

Norvège
800 18 453

Suède
020 797 150

Suisse
0800 898 898

Royaume-Uni
0808 234 4817

CE 0123 HAEMONETICS U.K. LTD
5 Ashley Drive, Bothwell
Scotland G71 8BS
EC REP Great Britain

© 2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics, MCS et UPP sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Haemonetics Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 02.2013, États-Unis. COL-PP-000142-FR(AA)

Les informations contenues dans la présente sont réservées à la distribution hors des États-Unis.

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Switzerland ■ www.haemonetics.com