

BloodTrack® HaemoBank™

Scheda tecnica

Il dispositivo HaemoBank, dotato di 20 scomparti ad accesso sicuro con indicatori visivi, è disponibile con chiosco montato a parete o indipendente e stampante. Può inoltre essere ordinato a parte come aggiunta a chiosco BloodTrack e stampante già in dotazione. Se necessario, è inoltre possibile ordinare a parte un kit della staffa per il montaggio sul pavimento/a parete.

Specifiche



Dati sull'applicazione e dati elettrici

Applicazione	Stoccaggio di emocomponenti e di altri prodotti medici e scientifici
Range di temperatura	Da 2 °C a 10 °C a una temperatura ambiente da 15 °C a 32 °C
Valore di regolazione predefinito	4 °C
Tensione e frequenza ingresso	115 V (60 Hz); 230 V (50 Hz); 230 V (60 Hz)
Tolleranza tensione	±10%
Interruttori	Unità principale = 7 A (quantità: 2)
Fonte di alimentazione	Presse munite di messa a terra, in grado di soddisfare i requisiti elettrici nazionali e locali in qualsiasi sede.
Livello di pressione sonora (dBA)	<70 dBA
Uso in ambiente chiuso/aperto	Solo per uso al chiuso

Impianto di refrigerazione

Impianto di refrigerazione	Circolazione forzata dell'aria
Capacità nominale del compressore	150 W (ASHRAE LBP)
Refrigerante	R-134A (senza CFC)
Carica iniziale	213 g




Unità di controllo

Interfaccia	i.C ³ , touchscreen LCD a colori da 178 mm
Tipo di unità di controllo	Microprocessore con ingresso per touchscreen e display. Comprende hub USB per il recupero dei dati
Porte di comunicazione	(1) porta USB (al lato dell'interfaccia utente montata sullo sportello) (1) porta USB (sul lato inferiore sinistro sul retro dell'unità) (1) porta Ethernet (sul lato inferiore sinistro sul retro dell'unità)
Allarmi	Temperatura alta, bassa, dell'aria e del compressore; apertura sportello; mancanza di alimentazione c.a.; batteria scarica, batteria assente, problemi di comunicazione
Interfaccia allarme remoto	Contatti puliti (standard)
Capacità allarme remoto	0,5 A a 30 V (RMS); 1,0 A a 60 V (c.c.)
Registro eventi	Tutti gli allarmi, apertura sportelli, download via USB
Registro temperatura	60 giorni, download via USB Temperatura min/max ripristinabile
Registro accesso	60 giorni, download via USB
Batteria ausiliaria	Batteria ricaricabile sigillata all'acido di piombo da 12 V, 7 Ah (quantità: 1)

Dimensioni e struttura

Interno (largh. x alt. x prof.) mm	632 x 464 x 659
Esterno (largh. x alt. x prof.) mm (comprende impugnatura, cerniere, piedini di livellamento)	739 x 874 x 796 In grado di attraversare soglie delle dimensioni standard di 914 mm
Isolante	Schiumogeno ad alta densità, senza CFC
Spessore parete	51 mm
Spessore sportello	32 mm
Materiale interno/esterno	Acciaio zincato con verniciatura a polvere antibatterica
Vassoi (largh. x alt. x prof.) mm	20 vassoi; 121 x 329 x 47
Capacità	1 sacca di sangue per vassoio
Porta di accesso posteriore esterna	1 standard
Peso netto	139 kg
Peso di spedizione	174 kg
Opzioni/Accessori	Incernieratura a sinistra o a destra, registratore tabelle della temperatura, certificato di mappatura della temperatura, certificato di calibrazione Z0199, kit di montaggio a parete e su tavolo, rotelle
Requisiti di posizionamento	Installazione su ripiano: profondità minima 763 mm; deve essere in grado di sostenere minimo 193 kg; Uso del kit di montaggio da tavolo e a parete obbligatorio Installazione a incasso: (largh. x alt.) 756 mm x 876 mm NOTA: aggiungere 51 mm alla profondità necessaria per l'installazione se la presa a parete si trova direttamente dietro l'unità.

Specifiche



Il dispositivo HaemoBank è un dispositivo medico progettato e prodotto in conformità alla direttiva 93/42/CE (classe IIa).

Per un elenco delle sedi nel mondo e per le informazioni di contatto, visitare il sito www.haemonetics.com/officelocations

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics, Haemonetics The Blood Management Company, BloodTrack e HaemoBank sono marchi di fabbrica o marchi depositati di Haemonetics Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Helmer è un marchio di fabbrica di Helmer, Inc. 10.2015 USA. COL-COPY-000949-IT(AA)

CE 0123 Haemonetics S.A.
Signy Centre, Rue des Fléchères 6
EC REP 1274 Signy-Centre
Svizzera